

## COMPOSITION

Poudre à base de silicate tricalcique  
Solution aqueuse de chlorure de calcium et excipients

**PROPRIÉTÉS**  
Biodentine™ est un substitut dentinaire bioactif issu de l'innovation « Active Biosilicate Technology™ ».

Biodentine™ possède des propriétés mécaniques similaires à la dentine saine et peut la remplacer tant au niveau coronaire qu'au niveau radiculaire.

Biodentine™ contient principalement des éléments minéraux de haute pureté et exempts de monomère. Ses propriétés mécaniques et physiques permettent une mise en fonction rapide **sans traitement de surface préalable des tissus calcifiés**.

Biodentine™ réalise les conditions optimales pour la conservation de la vitalité pulpaire en assurant une étanchéité au niveau dentinaire et garantit ainsi l'**absence de sensibilités post-opératoires** et la **pénérité des restaurations sur dents à pulpe vivante**.

## INDICATIONS

- Au niveau dentinaire :
- Matériau de restauration amlaire non définitive.
- Matériau de restauration dentinaire définitive.
- Restauration des lésions carieuses profondes et/ou volumineuses (technique sandwich).
- Restauration des lésions cémentales et/ou radiculaires profondes.
- Coffrage pulpaire.
- Pulpotomie.

## Au niveau radiculaire :

- Réparation des perforations radiculaires.
- Réparation des perforations du plancher pulpaire.
- Réparation des résections perforantes internes.
- Réparations des résections externes.
- Aplexification.
- Obturation apicale en endodontie chirurgicale (obturation à retro).

## LIMITES D'UTILISATION

- Restauration de parties de substance soumises à de fortes contraintes.
- Restauration esthétique du secteur antérieur.
- Traitement des dents présentant une pulpe irréversible.

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Aucun effet indésirable connu à ce jour.

## MODE D'EMPLOI (PAR TOUDES LES INDICATIONS)

Mise en œuvre de la capsule Biodentine™

1) Prendre une capsule et la taper légèrement sur une surface dure pour détasser la poudre.

2) Ouvrir la capsule et la positionner sur son support.

3) Déposer une petite quantité de liquide et tapoter légèrement au niveau du bouchon scellé afin de faire descendre la totalité du liquide dans la monodose.

4) L'ouvrir en tournant le bouchon scellé.

5) Verser entièrement le contenu de la monodose dans la capsule.

6) Placer la capsule sur le vibreur de type Technomix, Tac 400 (Lineatac), Silamat, CapMix, Rotomix, Ultramat etc., ayant une vitesse de l'ordre de 4000 à 4200 oscillations/min.

7) Mélanger durant 30 secondes.

8) Ouvrir la capsule et récupérer le matériel Biodentine™ à l'aide d'un instrument adapté.

La fonction de l'ultrasonication, il est possible de manipuler Biodentine™ à l'aide d'un porte amalgame, d'une spatule, d'un dispositif de type Root Canal Messing Gun.

Veuillez à rincer et nettoyer rapidement les instruments utilisés afin d'éliminer les résidus de matière.

## RESTAURATION : Évaluer la vitalité pulpaire à l'aide des tests habituels : Biodentine™ n'est pas conçu pour le traitement des dents présentant une pulpe irréversible.

1) Mettre en place le champ opératoire.

2) Retirer la dentine cariée à l'aide d'une fraise boule et/ou d'un excavateur. Conserver la dentine affectée.

3) Mettre en place un emboîtement en cas de matrice morte.

4) Préparer Biodentine™ comme indiqué ci-dessus (*Mise en œuvre de la capsule Biodentine™*)

5) Insérer Biodentine™ dans la cavité en évitant l'inclusion de bulles d'air. Exercer une compression sur le matériau et veiller à sa bonne adaptation au niveau des parois de la cavité et des bords de la restauration.

6) Procéder au montage de la matrice et/ou de la résine.

7) Attendre environ cinq minutes après la mise en place du matériau avant de procéder à la dépose de la matrice.

8) Pour optimiser les propriétés mécaniques du matériau et faciliter la dépose de la matrice, il est possible voire recommandé d'appliquer un vernis sur la surface de la restauration.

9) Vérifier l'occlusion.

10) Dans un délai d'une semaine à six mois après la mise en place de Biodentine™, préparer la cavité selon les critères recommandés pour le matériau de restauration d'usage sélectionné. Le matériau Biodentine™ restant peut être assimilé à une dentine artificielle saine et conservé dans les zones profondes voire juxta-pulpaire de la restauration. Biodentine™ est compatible avec toutes les techniques de restauration coronaire directe ou indirecte et en particulier avec tous les types de systèmes adhésifs.

## COUPLAGE PULPAIRE : Évaluer la vitalité pulpaire à l'aide des tests habituels : Biodentine™ n'est pas conçu pour le traitement des dents présentant une pulpe irréversible.

1) Mettre en place le champ opératoire.

2) Retirer la dentine cariée à l'aide d'une fraise boule et/ou d'un excavateur. Conserver la dentine affectée.

3) Mettre en place un emboîtement en cas de matrice morte.

4) En cas d'hémorragie pulpaire, il est indispensable de maîtriser l'hémostase avant d'appliquer Biodentine™.

5) Préparer Biodentine™ comme indiqué ci-dessus (*Mise en œuvre de la capsule Biodentine™*)

6) Placer Biodentine™ directement sur la pulpe exposée sans exercer de compression. Veiller à sa bonne adaptation au niveau des parois de la cavité et des bords de la restauration.

7) Procéder au modèleage de la surface de la restauration.

8) Attendre environ cinq minutes après la mise en place du matériau avant de procéder à la dépose de la matrice.

9) Pour optimiser les propriétés mécaniques du matériau et faciliter la dépose de la matrice, il est possible voire recommandé d'appliquer un vernis sur la surface de la restauration.

10) Vérifier l'occlusion.

11) Dans un délai d'une semaine à six mois après la mise en place de Biodentine™, préparer la cavité selon les critères recommandés pour le matériau de restauration d'usage sélectionné. Le matériau Biodentine™ restant peut être apprivoisé comme une dentine artificielle saine et conservé dans les zones profondes voire juxta-pulpaire de la restauration. Biodentine™ est compatible avec toutes les techniques de restauration coronaire directe ou indirecte et en particulier avec tous les types de systèmes adhésifs.

## PULPOTOMIE :

1) Mettre en place le champ opératoire.

2) Retirer la dentine cariée à l'aide d'une fraise boule et/ou d'un excavateur. Conserver la dentine affectée.

3) Mettre en place un emboîtement en cas de matrice morte.

4) En cas d'hémorragie pulpaire, il est indispensable d'obtenir l'hémostase avant d'appliquer Biodentine™.

5) Préparer Biodentine™ comme indiqué ci-dessus (*Mise en œuvre de la capsule Biodentine™*)

6) Placer Biodentine™ sur la pulpe et faciliter la dépose de la matrice à l'aide d'un instrument adapté.

7) Procéder au modèleage de la surface de la restauration.

8) Attendre environ cinq minutes après la mise en place du matériau avant de procéder à la dépose de la matrice.

9) Pour optimiser les propriétés mécaniques du matériau et faciliter la dépose de la matrice, il est possible voire recommandé d'appliquer un vernis sur la surface de la restauration.

10) Vérifier l'occlusion.

11) Dans un délai d'une semaine à six mois après la mise en place de Biodentine™, préparer la cavité selon les critères recommandés pour le matériau de restauration d'usage sélectionné. Le matériau Biodentine™ restant peut être apprivoisé comme une dentine artificielle saine et conservé dans les zones profondes voire juxta-pulpaire de la restauration. Biodentine™ est compatible avec toutes les techniques de restauration coronaire directe ou indirecte et en particulier avec tous les types de systèmes adhésifs.

## PULPOTOMIE RADICULAIRE :

1) Mettre en place le champ opératoire.

2) Retirer la dentine cariée à l'aide d'une fraise boule et/ou d'un excavateur. Conserver la dentine affectée.

3) Mettre en place un emboîtement en cas de matrice morte.

4) En cas d'hémorragie pulpaire, il est indispensable d'obtenir l'hémostase avant d'appliquer Biodentine™.

5) Préparer Biodentine™ comme indiqué ci-dessus (*Mise en œuvre de la capsule Biodentine™*)

6) Placer Biodentine™ sur la pulpe et faciliter la dépose de la matrice à l'aide d'un instrument adapté.

7) Procéder au modèleage de la surface de la restauration.

8) Attendre environ cinq minutes après la mise en place du matériau avant de procéder à la dépose de la matrice.

9) Pour optimiser les propriétés mécaniques du matériau et faciliter la dépose de la matrice, il est possible voire recommandé d'appliquer un vernis sur la surface de la restauration.

10) Vérifier l'occlusion.

11) Dans un délai d'une semaine à six mois après la mise en place de Biodentine™, préparer la cavité selon les critères recommandés pour le matériau de restauration d'usage sélectionné. Le matériau Biodentine™ restant peut être assimilé à une dentine artificielle saine et conservé dans les zones profondes voire juxta-pulpaire de la restauration. Biodentine™ est compatible avec toutes les techniques de restauration coronaire directe ou indirecte et en particulier avec tous les types de systèmes adhésifs.

## PULPOTOMIE CHIRURGICALE :

1) Mettre en place le champ opératoire.

2) Retirer la dentine cariée à l'aide d'instruments endodontiques et d'une solution d'hypochlorite de sodium utilisée en alternance.

3) Sécher le canal à l'aide de points de papier et réaliser une désinfection inter-séances, soit à l'aide d'une solution de chlorehexidine, soit avec une pâte à base d'hydroxyde de calcium. Protéger cette obturation temporaire en réalisant la fermeture étanche de la cavité avec une capsule des bords d'accès de la cavité d'accès par la mise en place d'un ciment provisoire.

4) Lors du rendez-vous suivant (après une semaine, en règle générale), déposer l'obturation coronaire provisoire sous champ opératoire. Nettoyer le canal à l'aide d'une solution d'hypochlorite de sodium et d'instruments endodontiques utilisés en alternance. Sècher le canal à l'aide d'un instrument adapté.

5) Préparer Biodentine™ comme indiqué ci-dessus (*Mise en œuvre de la capsule Biodentine™*)

6) Mettre en place Biodentine™ sur la zone réservée à l'aide d'un instrument adapté.

7) Effectuer une radiographie de contrôle de l'obturation.

8) Effectuer une radiographie de contrôle de l'obturation provisoire.

9) Retirer les excès puis placer un ciment d'obturation provisoire.

10) Terminer le traitement endodontique lors de la visite suivante selon les recommandations en vigueur.

## REPARATION DES PERFOS RADIQUALES :

1) Mettre en place le champ opératoire.

2) Réaliser une désinfection par l'aide d'une solution d'hypochlorite de sodium.

3) En cas d'hémorragie, il est important d'obtenir l'hémostase avant d'appliquer Biodentine™.

4) Préparer Biodentine™ comme indiqué ci-dessus (*Mise en œuvre de la capsule Biodentine™*)

5) Mettre en place Biodentine™ pour complir le matériau. Le traitement de la perforation et la reconstitution coronaire sont effectués en une seule étape.

6) Retirer les excès.

7) Lors d'une réévaluation ultérieure, si tous les signes cliniques d'un traitement réussi sont réunis, la réalisation d'une restauration d'usage peut être envisagée.

## REPARATION DES DESRPTIONS PERFORANTES INTERNES :

1) Mettre en place le champ opératoire.

2) Réaliser une désinfection par l'aide d'instruments endodontiques et d'une solution d'hypochlorite de sodium utilisée en alternance.

3) Sécher le canal à l'aide de points de papier et réaliser une désinfection inter-séances, soit à l'aide d'une solution de chlorehexidine, soit avec une pâte à base d'hydroxyde de calcium. Protéger cette obturation temporaire en réalisant la fermeture étanche de la cavité avec une capsule des bords d'accès de la cavité d'accès par la mise en place d'un ciment provisoire.

4) Lors du rendez-vous suivant (après une semaine, en règle générale), déposer l'obturation coronaire provisoire sous champ opératoire. Nettoyer le canal à l'aide d'une solution d'hypochlorite de sodium et d'instruments endodontiques utilisés en alternance. Sècher le canal à l'aide d'un instrument adapté.

5) Préparer Biodentine™ comme indiqué ci-dessus (*Mise en œuvre de la capsule Biodentine™*)

6) Mettre en place Biodentine™ sur la zone réservée à l'aide d'un instrument adapté.

7) Effectuer une radiographie de contrôle de l'obturation.

8) Effectuer une radiographie de contrôle de l'obturation provisoire.

9) Retirer les excès puis placer un ciment d'obturation provisoire.

10) Terminer le traitement endodontique lors de la visite suivante selon les recommandations en vigueur.

## OBTURACION ALAPELLE EN ENDODONCIA CHIRURGICA :

1) A l'aide d'un insert à ultraspecifique, préparer une cavité d'une profondeur de 3 à 5 mm à l'extrémité de la racine.

2) Isoler la zone. Réaliser l'hémostase. Sécher la cavité au moyen de points de papier.

3) Préparer Biodentine™ comme indiqué ci-dessus (*Mise en œuvre de la capsule Biodentine™*)

4) Mettre en place Biodentine™ à l'aide d'un instrument adapté dans la cavité. Comprimer Biodentine™ dans la cavité à l'aide d'un petit fouloir.

5) Retirer les excès puis nettoyer la surface de la racine.

6) Vérifier la bonne mise en place de l'obturation par une radiographie.

## CONSERVATION :

• Conserver à l'abri de l'eau et de la潮氣.

• Une contamination hydrique ralentit la prise du matériau. Il faut donc éviter tout contact avec l'eau ou les fluides pendant la phase de prise initiale du matériau (10 minutes).

• Conserver à l'abri de l'eau et de la潮氣.

• Conserver à l'abri de l'eau et de la潮氣.

• Conserver à l'abri de l'eau et de la潮氣.

• Conserver à l'abri de l'eau et de la潮氣.

• Conserver à l'abri de l'eau et de la潮氣.

• Conserver à l'abri de l'eau et de la潮氣.

**COMPOSIZIONE**

Polvere di silicio tricalcico  
Solução aquosa de cimento de cálcio e recipientes

**PROPRIETÀ**

Biodeline™ è un sostituto dentinale biocompatto proveniente dall'innovazione « Active Biosilicate Technology™ ». Biodeline™ è un sostituto dentinale meccaniche simili alla dentina sana e può sostituirla sia a livello radicolare che a livello pulpar. Il prodotto contiene principalmente minerali di gran purezza e non contiene elementi metallurgici e fisici per una rapida applicabilità, senza alcun tipo di superficie preventivo dei bulbi calcificati. Biodeline™ raggiunge le condizioni ottimali per il mantenimento della vitalità pulpar assicurando una sigillatura a livello dentinale. Garantisce così l'assenza di sensibilità postoperatorie e la perennità delle ricostruzioni su denti a polpa viva.

**INDICAZIONI**

A livello radicolare:  
- Riparazione delle perforazioni radicolari.  
- Riparazione delle perforazioni del fondo della cavità pulpare.  
- Riparazione delle riaccombelli perforanti interni.  
- Riparazione delle lesioni cervicali e/o radicolari profonde.  
- Infezione pulpare.

A livello radiculare:  
- Riparazione delle perforazioni del fondo della cavità pulpare.  
- Riparazione delle perforazioni interne.  
- Riparazione delle lesioni cervicali e/o radicolari profonde.  
- Infezione pulpare.

Al termine della preparazione:  
- Restaurazione delle perdite di sostanza estese sottoposte a forti sollecitazioni.  
- Ricostruzione estetica del settore anteriore.  
- Tramontano i denti che presentano una pulpite irreversibile.

**EFFETTO COLLATERALE**  
Nessun effetto collaterale conosciuto a tutt'oggi.

**MODALITÀ D'USO (PER OGNI INDICAZIONE)**

Attivazione della capsula Biodeline™  
1) Prendere una capsula e collocarla sul lato contro una superficie dura in modo da decomprimere la polvere.

2) Aprire la capsula e collocarla sul suo supporto.

3) Stendere la polvere sulla dentina secca leggeri colpi in corrispondenza del tappo sigillato per far scendere la totalità del liquido sul fondo della monodosi.

4) Aprirsi giusto il polo sigillato.

5) Verificare il contenuto della monodosi nella capsula.

Portare la capsula in un miscelatore, di tipo Technomix, Tac 400 (Lineatex), Silamat, CapMix, Rotomix, Ultramat ecc., con una velocità di 4000/4200 oscillazioni/min.

6) Aprire la capsula e recuperare il materiale Biodeline™ con l'ausilio di uno strumento adeguato.

Secondo l'utilizzo desiderato, è possibile manipolare Biodeline™ con l'ausilio di un portatore di amalgama, di una spatola, di un dispositivo di tipo Root Canal Measuring Gun.

Solo dopo aver pulito gli strumenti utilizzati per eliminare i residui di materiale.

CERTIFICA DI RICOSTRUZIONE:

Valutare la vitalità pulpare framme i test abituali: Biodeline™ non è stata concepita per il trattamento dei denti che presentino una pulpite irreversibile.

1) Predisporre il campo operatorio.

2) Rimuovere la dentina cariata con l'ausilio di una fresa a palla e/o di un escavatore. Conservare la dentina lesa.

3) Predisporre un incappucciamento in caso di parte mancante.

4) Preparare la Biodeline™ come indicato qui sopra (Ativazione della capsula Biodeline™).

5) Stendere la polvere sulla dentina cariata con il dispositivo in corrispondenza delle pareti della cavità e del bordi della ricostruzione.

6) Modelare la superficie di ricostruzione.

7) Attender circa cinque minuti dopo la predisposizione del materiale prima di procedere alla rimozione della matrice.

8) Per ottenere una perfetta adattamento meccanico della matrice e per facilitare la rimozione della matrice, è possibile anz consigliato di applicare una vetrina di protezione della matrice.

9) Verificare l'occlusione.

10) Erro un tempo di attesa per la durata della capsula e nei mesi dopo l'applicazione di Biodeline™, preparare a cavidade secondo le critiche sui criteri di ricostruzione e uso selezionato. Il materiale Biodeline™ restante può essere assimilato ad una dentina artificiale e conservata in zone profonde o perfino lutea-pulpa della ricostruzione. Biodeline™ è compatibile con tutte le tecniche di ricostruzione coronale diretta od indiretta ed in particolare con tutti i tipi di dispositivi adesivi.

**INCAPPUCCIAMENTO DELLA POLPA:**

Valutare la vitalità pulpare framme i test abituali: Biodeline™ non è stata concepita per il trattamento dei denti che presentino una pulpite irreversibile.

1) Predisporre il campo operatorio.

2) Rimuovere la dentina cariata con l'ausilio di una fresa a palla e/o di un escavatore. Conservare la dentina lesa.

3) Predisporre un incappucciamento in caso di parte mancante.

4) Preparare la Biodeline™ come indicato qui sopra (Ativazione della capsula Biodeline™).

5) Predisporre un dispositivo di tipo espanso senza esercitare alcuna compressione. Accertarsi del suo corretto adattamento in corrispondenza delle pareti della cavità e del bordi della ricostruzione.

6) Modelare la superficie di ricostruzione.

7) Attender circa cinque minuti dopo la predisposizione del materiale prima di procedere a remozia della matrice.

8) Per ottenere una perfetta adattamento meccanico della matrice e per facilitare la rimozione della matrice, è possibile anz consigliato di applicare una vetrina di protezione della matrice.

9) Verificare l'occlusione.

10) Erro un tempo di attesa per la durata della capsula e nei mesi dopo l'applicazione di Biodeline™, preparare a cavidade secondo le critiche sui criteri di ricostruzione e uso selezionato. Il materiale Biodeline™ restante può essere assimilato ad una dentina artificiale e conservata in zone profonde o perfino lutea-pulpa della ricostruzione. Biodeline™ è compatibile con tutte le tecniche di ricostruzione coronale diretta od indiretta ed in particolare con tutti i tipi di sistemi adesivi.

**PULIZIA DEL CAMPO OPERATORIO:**

1) Rimuovere la dentina cariata con l'ausilio di una fresa a palla e/o di un escavatore. Conservare la dentina lesa.

2) Predisporre un incappucciamento in caso di parte mancante.

3) Preparare la Biodeline™ come indicato qui sopra (Ativazione della capsula Biodeline™).

4) Predisporre un dispositivo di tipo espanso senza esercitare alcuna compressione. Accertarsi del suo corretto adattamento in corrispondenza delle pareti della cavità e del bordi della ricostruzione.

5) Modelare la superficie di ricostruzione.

6) Attender circa cinque minuti dopo la predisposizione del materiale prima di procedere a remozia della matrice.

7) Verificare l'occlusione.

8) Erro un tempo di attesa per la durata della capsula e nei mesi dopo l'applicazione di Biodeline™, preparare a cavidade secondo le critiche sui criteri di ricostruzione e uso selezionato. Il materiale Biodeline™ restante può essere assimilato ad una dentina artificiale e conservata in zone profonde o perfino lutea-pulpa della ricostruzione. Biodeline™ è compatibile con tutte le tecniche di ricostruzione coronale diretta od indiretta ed in particolare con tutti i tipi di dispositivi adesivi.

**AVVITARE LA DENTINA:**

1) Predisporre il campo operatorio.

2) Rimuovere la dentina cariata con l'ausilio di una fresa a palla e/o di un escavatore. Conservare la dentina lesa.

3) Predisporre un incappucciamento in caso di parte mancante.

4) Preparare la Biodeline™ come indicato qui sopra (Ativazione della capsula Biodeline™).

5) Predisporre un dispositivo di tipo espanso senza esercitare alcuna compressione. Accertarsi del suo corretto adattamento in corrispondenza delle pareti della cavità e del bordi della ricostruzione.

6) Modelare la superficie di ricostruzione.

7) Attender circa cinque minuti dopo la predisposizione del materiale prima di procedere a remozia della matrice.

8) Verificare l'occlusione.

9) Erro un tempo di attesa per la durata della capsula e nei mesi dopo l'applicazione di Biodeline™, preparare a cavidade secondo le critiche sui criteri di ricostruzione e uso selezionato. Il materiale Biodeline™ restante può essere assimilato ad una dentina artificiale e conservata in zone profonde o perfino lutea-pulpa della ricostruzione. Biodeline™ è compatibile con tutte le tecniche di ricostruzione coronale diretta od indiretta ed in particolare con tutti i tipi di sistemi adesivi.

**RICOSTRUZIONE DELLA CAVITÀ:**

1) Predisporre il campo operatorio.

2) Rimuovere la dentina cariata con l'ausilio di una fresa a palla e/o di un escavatore. Conservare la dentina lesa.

3) Predisporre un incappucciamento in caso di parte mancante.

4) Preparare la Biodeline™ come indicato qui sopra (Ativazione della capsula Biodeline™).

5) Predisporre un dispositivo di tipo espanso senza esercitare alcuna compressione. Accertarsi del suo corretto adattamento in corrispondenza delle pareti della cavità e del bordi della ricostruzione.

6) Modelare la superficie di ricostruzione.

7) Attender circa cinque minuti dopo la predisposizione del materiale prima di procedere a remozia della matrice.

8) Verificare l'occlusione.

9) Erro un tempo di attesa per la durata della capsula e nei mesi dopo l'applicazione di Biodeline™, preparare a cavidade secondo le critiche sui criteri di ricostruzione e uso selezionato. Il materiale Biodeline™ restante può essere assimilato ad una dentina artificiale e conservata in zone profonde o perfino lutea-pulpa della ricostruzione. Biodeline™ è compatibile con tutte le tecniche di ricostruzione coronale diretta od indiretta ed in particolare con tutti i tipi di sistemi adesivi.

**RICOSTRUZIONE DELLA CAVITÀ:**

1) Predisporre il campo operatorio.

2) Rimuovere la dentina cariata con l'ausilio di una fresa a palla e/o di un escavatore. Conservare la dentina lesa.

3) Predisporre un incappucciamento in caso di parte mancante.

4) Preparare la Biodeline™ come indicato qui sopra (Ativazione della capsula Biodeline™).

5) Predisporre un dispositivo di tipo espanso senza esercitare alcuna compressione. Accertarsi del suo corretto adattamento in corrispondenza delle pareti della cavità e del bordi della ricostruzione.

6) Modelare la superficie di ricostruzione.

7) Attender circa cinque minuti dopo la predisposizione del materiale prima di procedere a remozia della matrice.

8) Verificare l'occlusione.

9) Erro un tempo di attesa per la durata della capsula e nei mesi dopo l'applicazione di Biodeline™, preparare a cavidade secondo le critiche sui criteri di ricostruzione e uso selezionato. Il materiale Biodeline™ restante può essere assimilato ad una dentina artificiale e conservata in zone profonde o perfino lutea-pulpa della ricostruzione. Biodeline™ è compatibile con tutte le tecniche di ricostruzione coronale diretta od indiretta ed in particolare con tutti i tipi di sistemi adesivi.

**AVVITARE LA DENTINA:**

1) Predisporre il campo operatorio.

2) Rimuovere la dentina cariata con l'ausilio di una fresa a palla e/o di un escavatore. Conservare la dentina lesa.

3) Predisporre un incappucciamento in caso di parte mancante.

4) Preparare la Biodeline™ come indicato qui sopra (Ativazione della capsula Biodeline™).

5) Predisporre un dispositivo di tipo espanso senza esercitare alcuna compressione. Accertarsi del suo corretto adattamento in corrispondenza delle pareti della cavità e del bordi della ricostruzione.

6) Modelare la superficie di ricostruzione.

7) Attender circa cinque minuti dopo la predisposizione del materiale prima di procedere a remozia della matrice.

8) Verificare l'occlusione.

9) Erro un tempo di attesa per la durata della capsula e nei mesi dopo l'applicazione di Biodeline™, preparare a cavidade secondo le critiche sui criteri di ricostruzione e uso selezionato. Il materiale Biodeline™ restante può essere assimilato ad una dentina artificiale e conservata in zone profonde o perfino lutea-pulpa della ricostruzione. Biodeline™ è compatibile con tutte le tecniche di ricostruzione coronale diretta od indiretta ed in particolare con tutti i tipi di sistemi adesivi.

**RICOSTRUZIONE DELLA CAVITÀ:**

1) Predisporre il campo operatorio.

2) Rimuovere la dentina cariata con l'ausilio di una fresa a palla e/o di un escavatore. Conservare la dentina lesa.

3) Predisporre un incappucciamento in caso di parte mancante.

4) Preparare la Biodeline™ come indicato qui sopra (Ativazione della capsula Biodeline™).

5) Predisporre un dispositivo di tipo espanso senza esercitare alcuna compressione. Accertarsi del suo corretto adattamento in corrispondenza delle pareti della cavità e del bordi della ricostruzione.

6) Modelare la superficie di ricostruzione.

7) Attender circa cinque minuti dopo la predisposizione del materiale prima di procedere a remozia della matrice.

8) Verificare l'occlusione.

9) Erro un tempo di attesa per la durata della capsula e nei mesi dopo l'applicazione di Biodeline™, preparare a cavidade secondo le critiche sui criteri di ricostruzione e uso selezionato. Il materiale Biodeline™ restante può essere assimilato ad una dentina artificiale e conservata in zone profonde o perfino lutea-pulpa della ricostruzione. Biodeline™ è compatibile con tutte le tecniche di ricostruzione coronale diretta od indiretta ed in particolare con tutti i tipi di sistemi adesivi.

**AVVITARE LA DENTINA:**

1) Predisporre il campo operatorio.

2) Rimuovere la dentina cariata con l'ausilio di una fresa a palla e/o di un escavatore. Conservare la dentina lesa.

3) Predisporre un incappucciamento in caso di parte mancante.

4) Preparare la Biodeline™ come indicato qui sopra (Ativazione della capsula Biodeline™).

5) Predisporre un dispositivo di tipo espanso senza esercitare alcuna compressione. Accertarsi del suo corretto adattamento in corrispondenza delle pareti della cavità e del bordi della ricostruzione.

6) Modelare la superficie di ricostruzione.

7) Attender circa cinque minuti dopo la predisposizione del materiale prima di procedere a remozia della matrice.

8) Verificare l'occlusione.

9) Erro un tempo di attesa per la durata della capsula e nei mesi dopo l'applicazione di Biodeline™, preparare a cavidade secondo le critiche sui criteri di ricostruzione e uso selezionato. Il materiale Biodeline™ restante può essere assimilato ad una dentina artificiale e conservata in zone profonde o perfino lutea-pulpa della ricostruzione. Biodeline™ è compatibile con tutte le tecniche di ricostruzione coronale diretta od indiretta ed in