



Zhermack S.p.A. Via Bonaventuro, 100 - 46021 Bari (Bari) (Italy)  
T +39 0424 99 61 11 www.zhermack.it

**100 wipes**

dermatologically tested

specific for surfaces

**zeta 3 wipes**

POP-UP

Dermol

**Efficacia**

Periodo de eficacia en condiciones limpias

**Tratamiento general**

Bactericida EN 13727\*\* EN 14561\*\* EN 14561: MRSA 5 min

Fungicida EN 14562 (Aspergillus fumigatus) 5 min

Levuricida EN 13624, EN 14562 (Candida albicans) 5 min

Tuberculicida EN 14348, EN 14563 (Mycobacterium terrae) 15 min

Virucida EN 14476\*\*(HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV1), EN 14476 (Poliovirus) 1 min EN 14476 (Rotavirus) 15 min

**Otros usos**

Bactericida EN 1276 EN 13697 30 s EN 13697 (Candida albicans) 5 min

Levuricida EN 1650\*\*, EN 13697 (Candida albicans) 5 min

\*Propiedades de la solución de impregnación. \*\*En condiciones de suicidad.

0118207-2021-04      Last Update: 2021-04      940664







## Zeta 3 Wipes Pop-Up

**IT - INDICAZIONE D'USO:** Salviette studiate per la detersione e la disinfezione di dispositivi medici non invasivi e non immergibili (piccole attrezzature mediche e dentarie).

**ISTRUZIONI PER L'USO:** Salviette monouso pronte per l'uso. Per la preparazione all'uso della busta:

- Aprire il dispenser, togliere definitivamente l'etichetta di inviolabilità.
- Passare la prima salvietta nell'orificio del dispenser con le mani pulite, poi richiudere il dispenser.
- Passare la salvietta sul materiale.
- Lasciare agire da 30 secondi a 15 minuti a seconda dell'attività antimicrobica ricercata. Lasciare asciugare all'aria. Non staccare.
- Richiudere il dispenser dopo ciascun utilizzo per evitare l'essiccazione delle salviette.

Da utilizzare entro 3 mesi dall'apertura.

**PRECAUZIONI:** Tenere lontano dalla portata dei bambini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuramente per pochi minuti. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Non riutilizzare una salvietta a causa del rischio di perdita d'efficacia e di contaminazione incrociata. Tolleranza cutanea testata sotto controllo dermatologico.

**CONTIENE PARTICOLARMENTE:** tensioattivi non ionici inferiori al 5% , profumi (incluso limonene), disinfettanti: Ethanol (CAS 64-17-5), Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammonium chloride (CAS 68424-85-1), Propan-2-ol (CAS 67-63-0).

## SPETTRO D'AZIONE

Efficacia*		Tempo d'azione in condizioni di pulito
<b>Trattamento generale</b>		
Battericida	EN 13727** EN 14561** EN 14561: MRSA	5 min
Fungicida	EN 14562 (Aspergillus fumigatus)	5 min
Levuricida	EN 13624, EN 14562 (Candida albicans)	5 min
Tuberculocida	EN 14348, EN 14563 (Mycobacterium terrae)	15 min
Virucida	EN 14476**(HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV1), EN 14476 (Poliovirus) EN 14476 (Rotavirus)	1 min 15 min
<b>Utilizzi supplementari</b>		
Battericida	EN 1276 EN 13697	30 s 5 min
Levuricida	EN 1650**, EN 13697 (Candida albicans)	5 min

\*Proprietà della soluzione impregnante. \*\*In condizioni di sporcizia.

**EN - INDICATION OF USE:** Wipes designed to clean and disinfect non-invasive and non-submersible medical devices (small medical and dental devices).

**INSTRUCTIONS FOR USE:** Ready-to-use wipes. Single use wipes. When using the sachets the first time:

- Open the winder, permanently remove the tamper-proofable.
- Thread the first wipe through the hole of the winder with clean hands and then close the winder.
- Use the wipe on the equipment.
- Leave on for 30 seconds to 15 minutes according to the antibacterial activity required. Leave to dry in the open air. Do not rinse.
- Close the winder carefully after each use to prevent the wipes from drying out.

To be used within three months after opening.

**PRECAUTIONS:** Keep out of reach of children. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid release to the environment. Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant. Wear protective gloves. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Safety data sheet available on request. Never reuse wipes, they may be less effective and there is a risk of croo contamination. To be used within 3 months after opening. Dermatologically-tested for skin tolerance.

**CONTAINS IN PARTICULAR:** Less than 5% non-ionic surfactants perfumes (including limonene), disinfectants : Ethanol (CAS 64-17-5), Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammonium chloride (CAS 68424-85-1), Propan-2-ol (CAS 67-63-0).

## SPECTRUM OF ACTION

Effectiveness*		Effective period under clean conditions
<b>General treatment</b>		
Bactericidal	EN 13727** EN 14561** EN 14561: MRSA	5 min
Fungicidal	EN 14562 (Aspergillus fumigatus)	5 min
Yeasticidal	EN 13624, EN 14562 (Candida albicans)	5 min
Tuberculocidal	EN 14348, EN 14563 (Mycobacterium terrae)	15 min
Virucidal	EN 14476**(HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV1), EN 14476 (Poliovirus) EN 14476 (Rotavirus)	1 min 15 min
<b>Additional uses</b>		
Bactericidal	EN 1276 EN 13697	30 s 5 min
Yeasticidal	EN 1650**, EN 13697 (Candida albicans)	5 min

\*Properties of the impregnation solution. \*\*In dirty conditions.

**FR - INDICATION D'UTILISATION :** Lingettes conçues pour nettoyer et désinfecter les dispositifs médicaux non-invasifs et non submersibles (petits dispositifs médicaux et dentaires).

**MODE D'EMPLOI :** Lingettes prêtes à l'emploi. Lingettes à usage unique. Lors de la première utilisation des sachets :

- Ouvrez l'enrouleur et retirez l'étiquette d'inviolabilité.
- Après vous être assuré d'avoir les mains propres, faites passer la première lingette par l'orifice de l'enrouleur, puis fermez l'enrouleur.
- Utilisez la lingette sur l'équipement.
- Après avoir le pendanr 30 secondes à 15 minutes, selon le traitement antibactérien requis. Laissez sécher l'équipement à l'air libre. Ne le rincez pas.
- Fermez soigneusement l'enrouleur après chaque utilisation pour empêcher les lingettes de sécher. Les lingettes doivent être utilisées dans les trois mois suivant l'ouverture du produit.

**PRÉCAUTIONS :** Gardez le produit hors de la portée des enfants. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Évitez le rejet dans l'environnement. Éliminez le contenu/contenant dans une installation approuvée pour l'élimination des déchets. Portez des gants de protection. En CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Ne réutilisez jamais les lingettes. Elles risquent d'être moins efficaces et il y a risque de contamination croisée peut exister. Les lingettes doivent être utilisées dans les 3 mois suivant l'ouverture du produit. Testé dermatologiquement pour s'assurer de la tolérance de la peau.

**CONTIENT NOTAMMENT :** Moins de 5 % d'agents tensioactifs parfumés (dont le limonène), désinfectants : éthanol (CAS 64-17-5), chlorure d'alkyle (C12-16) diméthylbenzylammonium (CAS 68424-85-1), Propan-2-ol (CAS 67-63-0).

## SPECTRE D'ACTION

Efficacité*		Durée d'efficacité dans des conditions environnementales propres
<b>Tratamiento general</b>		
Bactéricida	EN 13727** EN 14561** EN 14561: MRSA	5 min
Fongicida	EN 14562 (Aspergillus fumigatus)	5 min
Levuricida	EN 13624, EN 14562 (Candida albicans)	5 min
Tuberculocida	EN 14348, EN 14563 (Mycobacterium terrae)	15 min
Virucida	EN 14476**(HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV1), EN 14476 (Poliovirus) EN 14476 (Rotavirus)	1 min 15 min
<b>Autres utilisations</b>		
Bactéricida	EN 1276 EN 13697	30 s 5 min
Levuricida	EN 1650**, EN 13697 (Candida albicans)	5 min

\*Propriétés de la solution d'impregnation. \*\*Dans des environnements poussièreux ou sales.

**ES - INDICACIONES DE USO:** Toallitas diseñadas para limpiar y desinfectar productos sanitarios no invasivos y no sumergibles (productos sanitarios pequeños de uso médico y dental).

**INSTRUCCIONES DE USO:** Toallitas listas para usar. Toallitas de un solo uso. Al usar los sobrecitos por primera vez:

- Abra el dispensador y retire de forma permanente la etiqueta indestructible.
- Haga pasar la primera toallita por el orificio del dispensador con las manos limpiasy, a continuación, cierre el dispensador.
- Utilice la toallita para limpiar el equipo.
- Dejar actuar durante un periodo de entre 30 segundos y 15 minutos, dependiendo de la actividad antibacteriana requerida.
- Dejar secar al aire. No enjuagar.

5. Tener cuidado de cerrar bien el dispensador después de cada uso para evitar que se sequen las toallitas. Una vez abierto el envase, utilizar en un plazo de tres meses.

**PRECAUCIONES:** Mantener fuera del alcance de los niños. Resulta perjudicial para la vida acuática y tiene efectos duraderos. Evitar la emisión al medio ambiente. Deschar los contenidos y el contenedor en un centro autorizado de procesamiento de residuos. Usar guantes protectores. SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos. Ficha de datos de seguridad disponible previa petición. No reutilizar nunca las toallitas: se vería reducida su eficacia y aumentaría el riesgo de contaminación cruzada. Una vez abierto el envase, utilizar en un plazo de 3 meses. Fórmula sometida a pruebas dermatológicas de tolerancia cutánea.

**CONTIENE:** Menos de un 5 % de perfumes tensioactivos no iónicos (incluido limoneno). Desinfectantes: etanol (CAS 64-17-5), cloruro de alquil (C12-16) dimetilbenzilanmonio (CAS 68424-85-1), propan-2-ol (CAS 67-63-0).

## ESPECTRO DE ACCIÓN

Eficacia		Periodo de eficacia en condiciones limpias
<b>Tratamiento general</b>		
Bactericida	EN 13727** EN 14561** EN 14561: MRSA	5 min
Fungicida	EN 14562 (Aspergillus fumigatus)	5 min
Levuricida	EN 13624, EN 14562 (Candida albicans)	5 min
Tuberculicida	EN 14348, EN 14563 (Mycobacterium terrae)	15 min
Virucida	EN 14476**(HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV1), EN 14476 (Poliovirus) EN 14476 (Rotavirus)	1 min 15 min
<b>Otros usos</b>		
Bactericida	EN 1276 EN 13697	30 s 5 min
Levuricida	EN 1650**, EN 13697 (Candida albicans)	5 min

\*Propiedades de la solución de impregnación. \*\*En condiciones de suicidad.

**DE - ANWENDUNGSHINWEIS** Tücher zur Reinigung und Desinfektion von nicht invasiven und nicht einlegbaren Medizinprodukten (kleine medizinische und zahnärztliche Geräte).

**GEBRAUCHSANWEISUNG** Gebrauchsfertige Tücher. Für die einmalige Verwendung. Bei der erstmaligen Verwendung der Beutel:

- Öffnen Sie den Aufwinder und entfernen Sie das manipulationsichtere Etikett entgültig.
- Führen Sie das erste Tuch mit sauberen Händen durch die Öffnung des Aufwicklers und schließen Sie diesen.
- Verwenden Sie das Tuch mit der zu verwendenden Ausrüstung.
- Lassen Sie das Tuch für 30 Sekunden bis zu 15 Minuten auf der zu reinigenden Oberfläche, in Abhängigkeit der erforderlichen antibakteriellen Wirkeit. An der Luft trocknen lassen. Nicht abspülen.
- Schließen Sie den Aufwinder nach jeder Anwendung sorgfältig, um dem Austrocknen der Tücher vorzubeugen.
- Nach dem Öffnen innerhalb von drei Monaten verwenden.

**VORSICHTSMASSNAHMEN:** Außenhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgen Sie den Inhalt / Behälter in einer zugelassenen Entsorgungsanlage. Schutzhandschuhe tragen. BEI ALLEMGKONTAKT: Vorsicht! einige Minuten mit Wasser spülen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Verwenden Sie Tücher niemals wieder, da die Wirkung beeinträchtigt sein kann ein und ein Risiko für Kreuzkontaminierung besteht. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verwenden. Dermatologisch getestet auf Hautverträglichkeit.

**ENTHALT INSBESONDERE:** Weniger als 5 % nichtionische grenzflächenaktive Duftstoffe (einschließlich Limonene), Desinfektionsmittel: Ethanol (CAS 64-17-5), Alkyl (C12-16) Dimethylbenzylammoniumchlorid (CAS 68424-85-1), Propan-2-ol (CAS 67-63-0).

## SPECTRUM OF WIRKUNGSSPEKTRUM

Effektivität*		Wirkungsdauer unter sauberen Bedingungen
<b>Allgemeine Behandlung</b>		
Bakterizid	EN 13727** EN 14561** EN 14561: MRSA	5 min
Fungizid	EN 14562 (Aspergillus fumigatus)	5 min
Levurozid	EN 13624, EN 14562 (Candida albicans)	5 min
Tuberkulozid	EN 14348, EN 14563 (Mycobacterium terrae)	15 min
Virusid	EN 14476**(HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV1), EN 14476 (Poliovirus) EN 14476 (Rotavirus)	1 min 15 min
<b>Zusätzliche Anwendungen</b>		
Bakterizid	EN 1276 EN 13697	30 s 5 min
Levurozid	EN 1650**, EN 13697 (Candida albicans)	5 min

\*Eigenschaften der Imprägnierlösung. \*\*Unter schmutzigen Bedingungen.

**PT - INDICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO:** toalhetes concebidos para limpar e desinfetar dispositivos médicos não invasivos e não submersíveis (pequenos dispositivos médicos e dentários).

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:** Toalhetes prontos a usar. Toalhetes de utilização única. Ao utilizar as embalagens pela primeira vez:

- Levante a tampa e remova permanentemente o rótulo inviolável.
- Com as mãos limpas, passe o primeiro toalhete através do orifício e feche a tampa.
- Use o toalhete no equipamento.
- Deixe atuar durante 30 segundos a 15 minutos, de acordo com a atividade antibacteriana necessária. Permita que seque ao ar. Não enxague.

5. Tenha o cuidado de fechar bem a tampa após cada utilização, de forma a evitar que os toalhetes sequem. Os toalhetes devem ser utilizados no prazo de três meses após a abertura da embalagem.

**PRECAUÇÕES:** Manter fora do alcance das crianças. Nocivo para a vida aquática, com efeitos duradouros. Evitar a libertação para o ambiente. Eliminar os conteúdos/o recipiente numa instalação de tratamento de resíduos aprovada. Usar luvas de proteção. EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Ficha de dados de segurança disponível a pedido. Nunca reutilizar os toalhetes, podem ser menos eficazes e há um risco de contaminação cruzada. Utilizar no prazo de 3 meses após a abertura. Testado dermatologicamente quanto à tolerância cutânea.

**CONTÉM EM PARTICULAR:** Menos de 5% de perfumes surfatantes não iónicos (incluindo limoneno), desinfectantes: Etanol (CAS 64-17-5), Cloreto de alquilo (C12-16) dimetilbenzilamónio (CAS 68424-85-1), Propan-2-ol (CAS 67-63-0).

## ESPECTRO DE AÇÃO

Eficácia*		Periodo de eficácia em condições limpas
<b>Tratamento geral</b>		
Bactericida	EN 13727** EN 14561** EN 14561: MRSA	5 min
Fungicida	EN 14562 (Aspergillus fumigatus)	5 min
Leveduricida	EN 13624, EN 14562 (Candida albicans)	5 min
Tuberculicida	EN 14348, EN 14563 (Mycobacterium terrae)	15 min
Virucida	EN 14476**(HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV1), EN 14476 (Poliovirus) EN 14476 (Rotavirus)	1 min 15 min
<b>Usos adicionais</b>		
Bactericida	EN 1276 EN 13697	30 s 5 min
Leveduricida	EN 1650**, EN 13697 (Candida albicans)	5 min

\*Propriedades da solução de impregnação. \*\*Em condições de sujidade.

**NL - TOEPASSINGSGEBIED:** Doekjes voor het reinigen en desinfecteren van niet-invasieve medische apparaten die niet in water mogen worden ondergedompeld (kleine medische en tandheelkundige apparaten).

**GEBRUIKSAANWIJZING:** Schoonmaakdoekjes klaar voor gebruik. Schoonmaakdoekjes voor eenmalig gebruik. Als u de verpakking voor het eerst opent:

- Open de verpakking en verwijder het etiket.
- Trek met schone handen het eerste doekje door de opening in de verpakking en sluit de verpakking dan.
- Maak de apparatuur met het doekje schoon.
- Laat 30 secondes tot 15 minuten inwerken, afhankelijk van de gewenste antibacteriële werking. Laat aan de lucht drogen. Spoel niet af.
- Sluit de verpakking na elk gebruik zorgvuldig dicht; de doekjes niet uit kunnen drogen.

Gebruik de doekjes binnen drie maanden nadat de verpakking is geopend.

**VOORZORGSMAATREGELEN:** Houd buiten gebruik van kinderen. Schadelijk voor het leefmilieu in het water met langdurige werking. Zorg dat de doekjes niet in het milieu komen. Voor de doekjes en de verpakking bij een goedgekeurd inzamelpunt. Draag beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel enkele minuten lang voorzichtig met water uit. Veiligheidsgegevensblad op aanvraag beschikbaar. Gebruik de doekjes nooit meerdere keren, dan zijn ze minder effectief en is er risico van kruisbesmetting. Gebruik de doekjes binnen drie maanden nadat de verpakking is geopend. Dermatologisch getest op huidverdraagzaamheid.

**HOOPBESTANDDELEN:** Minder dan 5% niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen, geurstoffen (waaronder limoen), desinfecterende middelen: ethanol (CAS 64-17-5), alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride (CAS 68424-85-1), propan-2-ol (CAS 67-63-0).

## WERKINGSGEBIED

Effectiviteit*		Effectieve duur onder schone omstandigheden
<b>Algemene behandeling</b>		
Bacteriedodend	EN 13727** EN 14561** EN 14561: MRSA	5 min
Schimmeldodend	EN 14562 (Aspergillus fumigatus)	5 min
Gistdodend	EN 13624, EN 14562 (Candida albicans)	5 min
Tuberculocide	EN 14348, EN 14563 (Mycobacterium terrae)	15 min
Virusdodend	EN 14476**(HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV1), EN 14476 (Poliovirus) EN 14476 (Rotavirus)	1 min 15 min
<b>Extra gebruiksmogelijkheden</b>		
Bacteriedodend	EN 1276 EN 13697	30 s 5 min
Gistdodend	EN 1650**, EN 13697 (Candida albicans)	5 min

\*Eigenschappen van het impregnaat. \*\*Onder volle omstandigheden.

**FI - KÄYTTÖÄ KOSKEVA ILMOUTIS:** Pyyhkeet, jotka on suunniteltu ei-invasiivisten ja ei-upotettavien lääkinällisten laitteiden puhdistamiseen ja desinoinniseen (pienet lääkinälliset ja hammaslääkinälliset laitteet).

**KÄYTTÖOHJEET:** Käyttövalmiit pyyhkeet. Kertäkäyttöiset pyyhkeet. Kun käytät pussija ensinmäärästä kertaa:

- Avaa kiertin ja poista asiattoman käytön estävä etiketti pysäystä.
- Kierrä ensinmäärän pyyhje kiertimen reian läpi puhtain käsin ja sulje sitten kiertin.
- Käytä pyyhettä laitteeseen.
- Jätä se sein päälle 30 sekunnista 15 minuuttin tartuttavan antibakteerisen aktiivisuuden mukaan. Anna kuivua ilmassa. Älä huuhtele.
- Sulje kiertin huolellisesti jokaisen käytön jälkeen estääksesi pyyhkeiden kuivumisen.

**Käyttöturvallisuus:** Käytetään ulkomaailmassa. Haitallista vesieliolle. pitkäaikaisissa haittavaikutuksissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävität sisällö/säiliö hyväksytyyn jätteiden käsittelylaitokseen. JOS KEMIKAALIA OJUTTUU ILMASTIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Älä koskaan käytä pyyhkeitä uudelleen, niiden teho voi olla heikentynyt ja on olemassa riskitkontaminaation vaara. Käytettävä kolmen kuukauden sisällä aagamisesta. Dermatologisesti testattu ihonoshoi.

**SISÄLTÄÄ ERYTISYKSIÄ:** Alle 5 % ei-ionisia pinta-aktiivisia parfyymejä (sisältään limonenia), desinfiointiaineet: etanol (CAS 64-17-5), alkyyli (C12-16) dimetyylientsylammoniumkloridi (CAS 68424-85-1), isopropanoli (CAS 67-63-0).

## VAIKUTUSSPEKTRI

Tehokkuus*		Tehokas jakso puhtaissa olosuhteissa
<b>Yleinen käsittely</b>		
Bakteerija tuhoava	EN 13727** EN 14561** EN 14561: MRSA	5 min
Stenija tuhoava	EN 14562 (Aspergillus fumigatus)	5 min
Hivaa tuhoava	EN 13624, EN 14562 (Candida albicans)	5 min

Tuberkulicida tuhoava	EN 14348, EN 14563 (Mycobacterium terrae)	15 min
Viruksia tuhoava	EN 14476**(HBV, HCV, adenovirus, koronavirus, norovirus, VRS, H1N1, HSV1), EN 14476 (poliovirus) EN 14476 (rotavirus)	1 min 15 min

## Lisäkätöt

Bakteereja tuhoava	EN 1276 EN 13697	30 s 5 min
Hivaa tuhoava	EN 1650**, EN 13697 (Candida albicans)	5 min

\*\*Kyllästysliuoksen ominaisuudet. \*\*Likaisissa olosuhteissa.

**EL - ΕΛΕΓΧΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Υπό ματηρία που να σφραγίζεται για να καθαρίζου και να απολυμαίνου μη επεξεργαστέ και μη καθαρισμένο από τοποθετημένους συσκευές (μικρές συσκευές και οδοντιατρικές συσκευές).

**ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Υπό ματηρία είναι προς χρήση. Υπό ματηρία είναι προς χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε τους φακέλους είναι προς φρόα:

- Ανοίξτε τον εκτυλιχτή, σφραγίστε έτοιμα την απορρίψιμη ετικέτα.
- Περάστε το πρώτο υπό ματηρία μέσα από την οπή του εκτυλιχτή με καθαρά χέρια και, στη συνέχεια, κλείστε τον εκτυλιχτή.
- Χρησιμοποιήστε το υπό ματηρία όπως στο εγχειρίδιο.
- Αφού στα 30 δευτερόλεπτα έως 15 λεπτά, ανάλογα με την αναβακτηριοκίκα δραστηριότητα που απαιτείται. Αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Μην ξβηλάξετε.
- Κλείστε τον εκτυλιχτή προκειτά με από κάθε χρήση για να μην στεγνώσουν τα υπό ματηρία.

Προς χρήση εντός τριών μηνών μετά το άνοιγμα.</



